

SYNCHRON



Menu SYNCHRON

(import, export status okno prezeranie dat nastavenie automatický I/E návrat)

Správa vyšetrení (zablokovanie vyšetrení)

Import z CP

Export z CP

Datové okno

Návrat


Stavový riadok

Naplň



Vynuluj

Komunikuješ?

Stavové okno




Funkcia blokovania vyšetrení SYNCHRON



Funkcia nastavenia komunikácie SYNCHRON

DATOVÉ OKNO SYNCHRON

návrat Chod' na začiatok O jeden vpred O jeden vzad Chod' na koniec Pridaj záznam Vymaž záznam



SYNCHRON CX7 - NeBarkódová identifikácia - Data
 Subor Editácia Správca

Meno: [A] Rod Cislo: 591005/7076 Id Den: 1 Druh Vzorky: SE
 Poc Mat: 1 Naliehavost: N Opakovanie: 0 Poc Vyk: 1
 Barcode Id: 1 Test Type: RO Stav: N Kod Stroj: 06C
 Kod Popis: S-Glukóza Vysl Char: [Yellow Box]

Dt Prijem:	Id Den:	Popis	Vysl Char:	Barcode
19971204	1	S-Natrium		
19971204	1	S-Kalium		
19971204	1	S-Kreatini		
19971204	1	S-Chloridy		
19971204	1	S-Močovir		
19971204	1	S-Glukóza		
19971204	1	S-Bielkovi		
19971204	1	S-Calcium		
19971204	1	S-AMS		
19971204	1	S-Bilirubi		
19971204	1	S-Bilirubi		
19971204	1	S-Fosfor		
19971204	1	S-Magnezi		
19971204	1	S-LIPA		
19971204	1	S-CHE		

Zlá vzorka/dôvod: [Zlá vzorka]

Funkcia nastavenia automatickeho importu a exportu SYNCHRON



Nastavenie automatickeho importu / exportu

Import
 Automatický Interval: []
 Manuálny Interval: [0]

Export
 Automatický Interval: []
 Manuálny Interval: [0]

Potvrđ Návrat